

## 4 点滴静脈シミュレータ 『Vライン』



1. 静脈留置針による末梢静脈路確保  
手技の実践的トレーニングができます。
2. 前腕正中皮静脈、手背静脈(背側中手静脈)  
の2か所の部位から穿刺ができます。

このシミュレータでは下記項目すべてを実施することができます

- 01 止血帯を巻く
- 02 刺入部位の確認
- 03 刺入部位の消毒
- 04 静脈留置針の刺入
- 05 刺入時の逆血確認
- 06 静脈圧迫操作と内針抜去
- 07 輸液チューブの接続
- 08 輸液の自然滴下確認
- 09 静脈留置針刺入部の固定
- 10 側注管からの薬液投与



模擬血液(食紅)も  
入っています。

注)使用後は必ず水洗い後  
乾燥させてください。

軽量ですので持ち運びやすいです。