


# 1 吸引シミュレータ 『Qちゃん』

シミュレータの口腔、鼻腔、気管口より模擬痰または水を注入して一時的吸引(口鼻腔内吸引・気管内吸引)のトレーニングができます。



**注)** 水を使用した場合は本体と皮膚(気管部)をはがし、乾燥させてください。

**注)** 水にとろみをつけて模擬痰を作成し、吸引のトレーニングができますが使用後は必ず水で洗浄し乾燥させてください。



軽量ですので持ち運びやすいです。