

# 1 女性導尿・浣腸シミュレータ MW2B

1. 導尿
2. 尿道口の確認、陰部清拭
3. カテーテルの挿入・留置・位置確認
4. 膀胱圧迫
5. カテーテルの抜去
6. 側臥位による浣腸



カテーテルは 14Fr をご使用ください。



膀胱部のみ取り外し、カテーテルの挿入位置や留置状況の確認ができます。

また、マネキンや模擬患者さんに装着すると臨場感をもった実践的なトレーニングができます。




ケースに入っていますが、少し重いのでワゴンが必要です。

## 2 男性導尿・浣腸シミュレータ MW2A

1. 導尿
2. 尿道口の確認、陰部清拭
3. カテーテルの挿入・留置・位置確認
4. 膀胱圧迫
5. カテーテルの抜去
6. 側臥位による浣腸

カテーテルは 16Fr をご使用ください。



膀胱部のみ取り外し、カテーテルの挿入位置や留置状況の確認ができます。

また、マネキンや模擬患者さんに装着すると臨場感をもった実践的なトレーニングができます。



ケースに入っていますが、少し重いのでワゴンが必要です。