

1 吸引シミュレータ 『Qちゃん』

シミュレータの口腔、鼻腔、気管口より模擬痰または水を注入して一時的吸引(口鼻腔内吸引・気管内吸引)のトレーニングができます。



注) 水を使用した場合は本体と皮膚(気管部)をはがし、乾燥させてください。

注) 水にとろみをつけて模擬痰を作成し、吸引のトレーニングができますが使用後は必ず水で洗浄し乾燥させてください。



軽量ですので持ち運びやすいです。

3 サカモト吸引シミュレータ

1. リアルな質感をもつシミュレータでさまざまな吸引法を学ぶことができます。
2. 口腔内、鼻腔内の吸引に加え、経口からの気管チューブ内の吸引もできます。
3. 気管切開の吸引にも体操しています。



ケースに収納されているので持ち運びやすいです。

4 CPS 実習装置 オクトパス 『酸素吸入・吸引タイプ』



注) 耐久年数が経過しているので、
吸引力や酸素排出量は弱くなっています。