



## 7 装着式採血静脈キット 『SASUKE』

1. 注射パットをホルダーにセッティングすればすぐに演習を開始できます。
2. 装着位置を変更することで穿刺部位の想定が可能です。
3. 血管は 2 本配置されています。
4. 装着して実際の手技をお互いに確認しながらトレーニングができます。



※穿刺部位からの模擬血漏れが多い際は返却時にお声掛けください



## 物品一覧

- ① 穿刺パット
- ② ベルト
- ③ 血液ボトル
- ④ シリンジ
- ⑤ 模擬血液

※使用後は可能な限り穿刺パットの管内やシリンジを乾燥させてから返却してください