

2 ポジショニングモデル

1. 介助が必要な方、麻痺患者、高齢者を想定した移動など、日常の援助に使用できるモデルです。
2. 骨格にかわるフレキシブル芯材を内部に組み込み、頭部を除いて、一体構造の成人モデルです。
3. 関節を可動させて、人体に近い静止ポーズをとることができます。
4. 手、足、胴体はつなぎ目がなく、全身清拭や部分浴にも適しています。
5. モデルの重量は、約 13 kg 。軽量なので一人で十分持ち運びができます。



持ち運びには車椅子もしくは
ストレッチャーが必要です。