

## 5 レサシ・ベビー

1. 3ヶ月の乳児がモデルです。
2. スキルガイドにより効率よいトレーニングが可能です。
3. 気道は自然な状態では閉じています。頭部後屈・顎先拳上・下顎拳上などの気道確保で開きます。
4. 頭部を後屈しすぎると気道が再閉塞します。
5. 上腕動脈の触診ができます。
6. フェイスマスクは脱着可能で、簡単に消毒洗浄できます。
7. エアウェイは逆流防止弁つきです。



受講者の能力とスキルを高める優れた乳児のCPR トレーニング用マネキンです

ケースに入っているなので、簡易に持ち運べます。