

5 装着式採血静注練習キット 『かんたんくん』

1. 皮膚の表面部は液もれしにくい特殊な樹脂を使用しています。
2. 3本の静脈ルートでトレーニングができます。
(2本は通常の太さ、1本は細い血管です。)
3. 静脈位置の触診ができます。目視でも確認できるよう管壁を着色してあります。
4. マジックテープで簡単に着脱できます。
5. 装着して実際の手技をお互いに確認しながらトレーニングができます。



軽量ですので持ち運びやすいです。