

## Abby用消耗品価格

|                  |   |          |          | 25本キャピラリー | 13本キャピラリー |         |
|------------------|---|----------|----------|-----------|-----------|---------|
|                  | 製品名                                       | 製造番号     | 価格       | 1ラン当たり    | 1ラン当たり    |         |
| キャピラリー           | Separation Module 25 Capillary(8回測定分)     | SM-W004A | ¥139,000 | ¥17,375   |           |         |
|                  | Separation Module 13 Capillary(8回測定分)     | SM-W002A | ¥89,900  |           | ¥11,238   |         |
| 抗体希釈液<br>発光試薬    | No Secondary Detection Module(200サンプル測定分) | DM-003A  | ¥28,500  | ¥3,563    | ¥1,853    |         |
| リプロービング試薬        | RePlex Module(200サンプル測定分)                 | RP-001   | ¥16,600  | ¥2,075    | ¥1,079    |         |
| 総タンパク質量<br>標準化試薬 | Total Protein Detection Module(8回測定分)     | DM-TP01A | ¥35,700  |           |           |         |
|                  |   |          |          | 標準化なし     | ¥20,938   | ¥13,091 |
|                  |   |          |          | 標準化あり     | ¥27,475   | ¥18,632 |

※Separation Moduleについては、経費請求にて配布予定。

計算式(Separation Module 25 Capillary)  $139000 \div 8 = 17375$ 円

計算式(Separation Module 13 Capillary)  $89900 \div 8 = 11238$ 円

## Separation Module (Jess/Abby/Wes 共通)

| 製品名   | 製品番号     | 測定分子量<br>レンジ | キャピラリー数<br>/カートリッジ | カートリッジ数<br>/モジュール | 標準小売価格   |
|---|----------|--------------|--------------------|-------------------|----------|
| 12-230 kDa Separation Module,<br>8 x 25 capillary cartridges            | SM-W004A | 12-230 kDa   | 25                 | 8 測定分             | ¥139,000 |
| <b>New</b> 12-230 kDa Separation Module,<br>2 x 25 capillary cartridges | SM-W003A |              |                    | 2 測定分             | ¥60,500  |
| 12-230 kDa Separation Module,<br>8 x 13 capillary cartridges            | SM-W002A | 66-440 kDa   | 13                 | 8 測定分             | ¥89,900  |
| 66-440 kDa Separation Module,<br>8 x 25 capillary cartridges            | SM-W008A |              |                    | 8 測定分             | ¥139,000 |
| 66-440 kDa Separation Module,<br>2 x 25 capillary cartridges            | SM-W007A | 2-40 kDa     | 25                 | 2 測定分             | ¥60,500  |
| <b>New</b> 66-440 kDa Separation Module,<br>8 x 13 capillary cartridges | SM-W006A |              |                    | 8 測定分             | ¥89,900  |
| 2-40 kDa Separation Module,<br>8 x 25 capillary cartridges              | SM-W012A | 2-40 kDa     | 25                 | 8 測定分             | ¥139,000 |
| 2-40 kDa Separation Module,<br>2 x 25 capillary cartridges              | SM-W011A |              |                    | 2 測定分             | ¥60,500  |
| <b>New</b> 2-40 kDa Separation Module,<br>8 x 13 capillary cartridges   | SM-W010A |              |                    | 8 測定分             | ¥89,900  |

キャピラリカートリッジ、プレート(マトリックスおよびバッファ類を充填済)、EZ Standard Pack (ラダースタンド、FL スタンド、DTT を含む。冷蔵保存)、Wash Buffer、10x Sample Buffer を含む。

## キット内訳

- Separation Module

- Wash Buffer (60ml) (オレンジ/常温保存)
- 10X Sample Buffer 2 (440µl) (オレンジ/常温保存)
- Pre-filled Micro Plate (8) (オレンジ/常温保存)
- Capillary Cartridge (8) (オレンジ/常温保存)
- EZ Standard Pack (8) (4°C 保存)

Biothynylated Ladder  
Fluorescent 5X Master Mix  
DTT

※Wash Buffer、10× Sample Buffer 2については、分注し配布予定。